

Anti-Nup160 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q12769

품목 번호: CM0030666



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 인간 반응성 NUP160 토끼 다클로날 항체입니다. 핵공 복합체 단백질 Nup160(mRNA 수송에 관여하는 162kDa 뉴클레오포린)을 표적으로 합니다. NPC 및 핵-세포질 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NUP160 Rabbit pAb
비고/별칭	NPHS19; NUP160
종	인간(Human)
GeneID	23279
면역원	인간 NUP160 (NP_056046.1)의 아미노산 40-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q12769
단백질 분자량	162kDa
배송	아이스 팩