


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Nup214 폴리클론항체 - P35658

품목 번호: CM0030911



소개

인간 NUP214(CAN 단백질)을 표적하는 토끼 폴리클론항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차반응합니다. 핵-세포질 수송 및 핵공 복합체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NUP214 토끼 pAb
비고/별칭	CAN; CAIN; IIAE9; NUP214
종	인간
GeneID (인간)	8021
GeneID	8021
면역원	합성 펩타이드 인간 NUP214 (NP_005076.3)의 아미노산 1251-1350에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P35658
단백질 분자량	214kDa
배송	아이스백