


Wb 및 Elisa용 Anti-Nup35 토끼 다클로날 항체 - Q8Nfh5

품목 번호: CM0013808



소개

인간 뉴클레오포린 NUP35를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 샘플과 반응합니다. 핵공 복합체 및 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NUP35 Rabbit pAb
비고/별칭	MP44; NP44; MP-44; NUP53; NUP35
종	인간
유전자 ID (인간)	129401
면역원	인간 NUP35 (NP_612142.2)의 아미노산 1-326에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q8NFH5
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백