


Anti-Nup50 토끼 다클로날 항체 - Q9Ukx7

품목 번호: CM0027310



소개

인간 NUP50 (Q9UKX7)를 타겟팅하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 적용 가능합니다. 인간, 마우스, 랫트 샘플에 대해 검증되었으며, 핵공 복합체 및 단백질 수입 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NUP50 Rabbit pAb
비고/별칭	NPAP60; NPAP60L; NUP50
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	10762
GeneID	10762
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9UKX7
단백질 분자량	50kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)