


Anti-Nup54 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q7Z3B4

품목 번호: CM0015308



소개

WB 및 ELISA에 검증된 Anti-NUP54 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 및 랫트 NUP54 단백질(~55 kDa)을 검출합니다. 핵공 복합체 및 핵-세포질 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NUP54 Rabbit pAb
비고/별칭	NUP54
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	53371
유전자 ID	53371
항원(Immunogen)	제조합 단백질 사람 NUP54 (NP_059122.2)의 아미노산 100-400에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q7Z3B4
단백질 분자량	55kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)