


Anti-Nup62 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P37198

품목 번호: CM0020001



소개

핵세포질 수송 및 유사 분열 조절에 관여하는 핵공 복합체 구성 요소인 인간 NUP62를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NUP62 Rabbit pAb
비고/별칭	p62; IBSN; SNDI; NUP62
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	23636
유전자 ID	23636
면역원	인간 NUP62 (NP_036478.2)의 아미노산 403-522에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P37198
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백