

Wb, Elisa용 Anti-Nup85 다클론 항체 - Q9Bw27

품목 번호: CM0013040



소개

NPC 조립, RNA 수출, 유사분열 및 단핵구 주화성에 관여하는 인간 NUP85 핵공 복합체 단백질에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NUP85 Rabbit pAb
비고/별칭	Nup75; FROUNT; NPHS17; NUP85
종	인간
GeneID (인간)	79902
GeneID	79902
면역원	제조항 단백질[인간 NUP85(NP_079120.1)의 아미노산 427-656에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질입니다.
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9BW27
단백질 분자량	75kDa
배송	아이스팩