


Anti-Nup93 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8N1F7

품목 번호: CM0027379



소개

NUP93 토끼 폴리클론항체는 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 사용됩니다. 인간, 마우스, 랫트 NUP93을 검출합니다. 핵공 복합체 조립 및 족세포 이동 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	사양
제품명	NUP93 Rabbit pAb
비고/별칭	NIC96; NUP93
종	인간
GeneID (인간)	9688
GeneID	9688
면역원	인간 NUP93 (NP_055484.3)의 아미노산 670-819에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q8N1F7
단백질 분자량	93kDa
배송	아이스백