

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Nup98 폴리클로날 항체 - P52948

품목 번호: CM0014393



소개

이 토끼 폴리클로날 항체는 핵-세포질 수송에 관여하는 핵공 복합체 단백질인 NUP98을 타겟으로 합니다. WB, IF/ICC 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었으며, 사람과 쥐 NUP98을 인식하여 NPC 조립 및 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NUP98 Rabbit pAb
비고/별칭	ADIR2; NUP96; NUP196; Nup98-96; NUP98
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	4928
면역원	사람 NUP98 (NP_624357.1)의 아미노산 621-920에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
어플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse)
SWISS	P52948
단백질 분자량	198kDa
배송	아이스백