

Wb용 Anti-Nup98 토끼 단일클론 항체 - P52948

품목 번호: CM0007086



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 NUP98 토끼 mAb. 인간, 마우스 및 원숭이 종에서 내인성 NUP98을 검출합니다. 핵공 복합체의 수송 및 조립 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NUP98 토끼 mAb
비고/별칭	ADIR2; NUP96; NUP196; Nup98-96; NUP98
종	인간
유전자 ID	4928
면역원	인간 NUP98(NP_001352055.1)의 아미노산 712~863에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 원숭이
SWISS	P52948
단백질 분자량	198kDa
배송	아이스팩