


Wb 및 Elisa용 항-Nur77 (Kd 검증됨) 토끼 단클론 항체 - P22736

품목 번호: CM0006682



소개

인간 NUR77(NR4A1)에 대한 고품질 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응성을 가집니다. 핵 수용체 신호 전달 및 염증 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증됨] NUR77 토끼 mAb
비고/별칭	HMR; N10; TR3; NP10; GFRP1; NAK-1; NGFIB; NUR77; [KD 검증됨] NUR77
종	인간
유전자ID (인간)	3164
면역원	인간 NUR77 (NP_002126.2)의 아미노산 250-350번 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
생산원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P22736
단백질 분자량	64kDa
배송 방식	아이스백