


Anti-Nur77 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P22736

품목 번호: CM0024922



소개

WB, IHC-P, ELISA에 검증된 인간 NUR77 (NR4A1)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 핵 수용체 신호 전달, 염증 및 세포자멸사 연구에 유용합니다. 64kDa 단백질이며 아이스백에 담아 배송됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	NUR77 Rabbit pAb
비고/별칭	HMR; N10; TR3; NP10; GFRP1; NAK-1; NGFIB; NUR77
종	인간
GeneID (인간)	3164
GeneID	3164
면역원	합성 펩타이드 인간 NUR77 (NP_002126.2)의 아미노산 300-400 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P22736
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스백