

Wb 및 Elisa용 Anti-Nusap1 폴리클로날 항체 - Q9Bxs6

품목 번호: CM0019201

소개

NUSAP1 (aa 1-61)를 타겟팅하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 NUSAP1와 반응합니다. 유사 분열 및 세포 주기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NUSAP1 Rabbit pAb
비고/별칭	LNP; ANKT; SAPL; BM037; NUSAP; Q0310; PRO0310p1; NUSAP1
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	51203
항원(Immunogen)	인간 NUSAP1 (NP_060924.4)의 아미노산 1-61에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q9BXS6
단백질 분자량	49kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)