

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Nutf2 토끼 다클로날 항체 - P61970

품목 번호: CM0013620



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 인간 NUTF2 (NTF2/PP15)에 대한 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. 핵-세포질 수송 연구에 이상적입니다. 인간 및 쥐와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NUTF2 Rabbit pAb
비고/별칭	NTF2; PP15; NTF-2; NUTF2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	10204
유전자 ID	10204
면역원(Immunogen)	인간 NUTF2 (NP_005787.1)의 아미노산 1-127에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	P61970
단백질 분자량	14kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)