

Wb, Ip, Elisa용 Anti-Nxf1 토끼 단일클론 항체 - Q9Ubu9

품목 번호: CM0008727



소개

사람 WB, IP 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 anti-NXF1 (TAP) 토끼 단일클론 항체입니다. 핵 RNA 수출 인자 1(Nuclear RNA export factor 1), 핵심 mRNA 수출 수용체를 타겟으로 합니다. 예상 분자량은 70 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NXF1 Rabbit mAb
비고/별칭	TAP; MEX67; NXF1
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	10482
GeneID	10482
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 사람 NXF1 (Q9UBU9)의 아미노산 1-92에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
어응리(Application)	WB, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human)
SWISS	Q9UBU9
단백질 분자량	70kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)