

Wb 및 Elisa용 항-Nxf1 토끼 다클론 항체 - Q9Ubu9

품목 번호: CM0029590



소개

인간 NXF1(TAP/MEX67)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. mRNA 수출 및 핵 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NXF1 토끼 pAb
비고/별칭	TAP; MEX67; NXF1
종	인간
GeneID (인간)	10482
GeneID	10482
면역원	합성 펩티드: 인간 NXF1 (NP_006353.2)의 아미노산 200-300 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UBU9
단백질 분자량	70kDa
배송 방식	아이스 팩