

웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Ny-Eso-1 Rabbit Monoclonal Antibody - P78358

품목 번호: CM0002683



소개

인간 암/정소 항원 NY-ESO-1 (CTAG1)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA 응용에 대해 검증되었으며, 18kDa 밴드를 검출하여 암학 및 면역진단 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NY-ESO-1 Rabbit mAb
비고/별칭	CTAG; ESO1; CT6.1; CTAG1; LAGE-2; LAGE2B; NY-ESO-1
종	인간
GeneID (Human)	1485
GeneID	1485
면역원	인간 NY-ESO-1 (P78358)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P78358
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백