

Wb, Elisa용 Anti-Oaf 폴리클론항체 - Q86Ud1

품목 번호: CM0014758

소개

인간 OAF를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증됨. 생쥐 및 쥐 OAF와 교차 반응함. 바이러스 연구 및 프로테오믹스 응용에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OAF Rabbit pAb
비고/별칭	NS5ATP13TP2; OAF
종	인간
GeneID (인간)	220323
면역원	인간 OAF (NP_848602.1)의 아미노산 28-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	생쥐, 쥐
SWISS	Q86UD1
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스팩