

Wb, Elisa용 항-Oas1 다클론 항체 - P00973

품목 번호: CM0020953



소개

인간 OAS1(2'-5'-올리고아데닐레이트 합성효소 1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 선천성 항바이러스 면역 연구 및 IVD 개발에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	OAS1 토끼 pAb
비고/별칭	OIAS; IFI-4; OIASI; IMD100; E18/E16; OAS1
종	인간
유전자ID	4938
면역원	인간 OAS1(NP_058132.2)의 아미노산 1-364에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P00973
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스팩