

Wb 및 Elisa용 항-Oas1 토끼 다클론 항체 - P00973

품목 번호: CM0015205



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 응용 분야에서 검증된 OAS1 토끼 다클론 항체입니다. 인간 OAS1을 검출하며 마우스 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. 항바이러스 선천성 면역 및 2-5A 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	OAS1 토끼 pAb
비고/별칭	OIAS; IFI-4; OIASI; IMD100; E18/E16; OAS1
종	인간
유전자 ID (인간)	4938
유전자 ID	4938
면역원	인간 OAS1 (NP_058132.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P00973
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스 팩