

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Oas3 토끼 다클론 항체 - Q9Y6K5

품목 번호: CM0026785



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 OAS3 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 생쥐, 쥐와 교차반응성이 있습니다. 선천성 면역 및 항바이러스 연구에 적합합니다. 단백질 분자량은 121 kDa입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	OAS3 토끼 pAb
비고/별칭	p100; p100OAS; OAS3
종	사람
GeneID (사람)	4940
GeneID	4940
면역원	사람 OAS3 (NP_006178.2)의 아미노산 320-620에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q9Y6K5
단백질 분자량	121kDa
배송	아이스백