


Wb, Elisa용 Anti-Oasl 토끼 다클론 항체 - Q15646

품목 번호: CM0022738



소개

인간 OASL(2'-5'-올리고아데닐레이트 합성효소 유사 단백질)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간 및 마우스 OASL과 교차 반응합니다. 항바이러스 면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	OASL 토끼 pAb
비고/별칭	OASL; OASLd; TRIP-14; TRIP14; p59 OASL; p59-OASL; p59OASL; 2'-5'-올리고아데닐레이트 합성효소 유사 단백질
종	인간
유전자 ID	8638
면역원	인간 OASL(NP_003724.1)의 아미노산 1-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q15646
단백질 분자량	29kDa/43kDa/59kDa
배송	아이스팩