

Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용 항Oat 단클론 항체 - P04181

품목 번호: CM0009154



소개

인간 OAT(오르니틴 아미노전이효소)에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IF, IHC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 아미노산 대사 및 미토콘드리아 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증 완료] OAT 토끼 mAb
비고/별칭	OKT; GACR; HOGA; OATASE
종	인간
유전자 ID (인간)	4942
유전자 ID	4942
면역원	제조항 단백질 인간 OAT (NP_000265.1)의 아미노산 160-439에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 용합 단백질.
생산 기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P04181
단백질 분자량	49kDa
배송 방식	아이스백