

Anti-Oat Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P04181

품목 번호: CM0026423



소개

인간 OAT (SWISS P04181)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체입니다. WB, IHC-P, IP, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트의 OAT를 검출합니다. 아미노산 대사 및 미토콘드리아 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	OAT Rabbit pAb
비고/별칭	OKT; GACR; HOGA; OATASE; OAT
종	인간
유전자 ID (인간)	4942
유전자 ID	4942
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P04181
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스백