

If/Icc, Elisa용 Anti-Oat3 토끼 다클로날 항체 - Q8Tcc7

품목 번호: CM0024439

소개

인간 OAT3에 대한 토끼 다클로날 항체로, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 신장 약물 배설 및 해독 연구에 필수적인 기저막 유기 음이온 수송체 SLC22A8을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OAT3 Rabbit pAb
비고/별칭	OAT3
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	9376
유전자 ID	9376
면역원	인간 OAT3 (NP_004245.2)의 아미노산 32-123 내 서열에 상응하는 재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q8TCC7
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)