

Wb 및 Elisa용 Anti-Oat3/Slc22A8 토끼 다클로날 항체 - Q8Tcc7

품목 번호: CM0025497

소개

이 토끼 다클로날 항체는 인간 OAT3/SLC22A8 단백질을 특이적으로 검출합니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 아미노산 443-542를 타겟으로 합니다. 신장 운반체 및 약물 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OAT3/SLC22A8 Rabbit pAb
비고/별칭	OAT3; OAT3/SLC22A8
종	Human
GeneID (인간)	9376
GeneID	9376
면역원	인간 OAT3/SLC22A8 (NP_004245.2)의 아미노산 443-542 내부의 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	Q8TCC7
단백질 크기	60kDa
배송	아이스 팩