

Anti-Oaz1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P54368

품목 번호: CM0029780



소개

OAZ1 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB 및 ELISA에서 검증되었으며, Human, Mouse, Rat에 반응합니다. 폴리아민 대사 및 ODC 분해를 조절합니다. 재조합 면역원. ~25 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OAZ1 Rabbit pAb
비고/별칭	AZI; AZI; OAZ; OAZ1
종	인간
유전자 ID	4946
면역원	인간 OAZ1 (NP_004143.1)의 아미노산 1-68에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P54368
단백질 분자량	~25 kDa
배송	아이스백