

Wb, Elisa용 항Oca2 토끼 다클론 항체 - Q04671

품목 번호: CM0027603

소개

인간 OCA2/P 단백질에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차반응합니다. 멜라닌 생성, 색소 침착 및 눈 색깔 연구에 적합하며 얼음 포장으로 배송됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	OCA2 토끼 pAb
비고/별칭	P, BEY, PED, BEY1, BEY2, BOCA, EYCL, HCL3, EYCL2, EYCL3, SHEP1, D15S12, OCA2
종	인간
GeneID (인간)	4948
GeneID	4948
면역원	인간 OCA2 (NP_000266.2)의 아미노산 1-180번 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차반응성	인간, 마우스
SWISS	Q04671
단백질 분자량	93kDa
배송 방법	아이스팩