

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항오클루딘 단클론 항체 - Q16625

품목 번호: CM0007506



소개

인간 오클루딘(Q16625)을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에서 유효성이 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. 밀착연접 생물학 및 HCV 침입 기전 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	오클루딘 토끼 mAb
비고/별칭	BLCPMG; PTORCH1; PPP1R115; 오클루딘
종	인간
유전자 ID (인간)	100506658
유전자 ID	100506658
면역원	인간 오클루딘(NP_001192183.1)의 아미노산 405-522AA 내 서열에 해당하는 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16625
단백질 분자량	59kDa
배송 방식	아이스 팩