

웨스턴 블롯, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Occludin 단일클론 항체 - Q16625

품목 번호: CM0009469



소개

인간 Occludin (Q16625)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 티이트 정선 단백질을 표적하며, 인간, 마우스, 래트와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Occludin Rabbit mAb
비고/별칭	BLCPMG; PTORCH1; PPP1R115; Occludin
종	인간
유전자 ID (인간)	100506658
유전자 ID	100506658
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16625
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스백