

웨스턴 블롯, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Occludin Rabbit Polyclonal Antibody - Q16625

품목 번호: CM0030566



소개

웨스턴 블롯, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 Occludin 토끼 폴리클론항체로, 사람, 쥐, 랫드의 틈새연접 단백질에 대한 교차반응성을 보여 세포간 통과성 및 C형 간염 바이러스 진입 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Occludin Rabbit pAb
비고/별칭	BLCPMG; PTORCH1; PPP1R115; Occludin
종	사람
GeneID (Human)	100506658
GeneID	100506658
면역원	사람 Occludin (NP_002529.1)의 아미노산 400-522에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q16625
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스백