

Wb, If/Icc, Elisa용 항Ociad1 다클론 항체 - Q9Nx40

품목 번호: CM0017808

소개

인간 OCIAD1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 줄기세포 및 암 연구 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OCIAD1 토끼 pAb
비고/별칭	OCIA; ASRIJ; TPA018; OCIAD1
종	인간
유전자ID (인간)	54940
유전자ID	54940
면역원	인간 OCIAD1 (NP_060300.1)의 아미노산 1-245번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NX40
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백