

Wb용 Anti-Ociad2 다클론 항체 - Q56VL3

품목 번호: CM0015620

소개

인간 샘플에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된
고품질 OCIAD2 토끼 다클론 항체입니다. 미토콘드리아
복합체 III 조립 및 STAT3 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	값
제품명	OCIAD2 토끼 pAb
비고/별칭	OCIAD2
종	인간
GeneID	132299
면역원	인간 OCIAD2(NP_689611.1)의 아미노산 1-99에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q56VL3
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스팩