

Wb, Elisa용 Anti-OCrl 토끼 다클로날 항체 - Q01968

품목 번호: CM0020931



소개

사람 OCRL (Q01968)을 타겟으로 하는 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 엔도솜 수송 및 섬모 기능에 관여하는 이노시톨 폴리인산 5-포스파타제를 검출합니다. 로우 증후군(Lowe syndrome) 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] OCRL Rabbit pAb
비고/별칭	LOCR; DENT2; NPHL2; OCRL1; Dent-2; INPP5F; OCRL-1; RL
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	4952
유전자 ID	4952
항원(Immunogen)	사람 OCRL (NP_001578.2)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 제조함 용합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q01968
단백질 분자량	104kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)