


Anti-Oct4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q01860

품목 번호: CM0029987



소개

OCT4 Rabbit Polyclonal Antibody for WB, IHC-P, ELISA. 인간 및 마우스 OCT4와 반응하며, 배아 줄기세포 다능성의 핵심 전사 인자입니다. 발생 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OCT4 Rabbit pAb
비고/별칭	OCT3; OCT4; OTF3; OTF4; OTF-3; Oct-3; Oct-4; Oct3/4
종(Species)	Human
GeneID	5460 (Human)
면역원(Immunogen)	인간 4-oct (NP_002692.2)의 아미노산 210-310 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	Q01860
단백질 분자량	39kDa
배송(Shipping)	아이스백