

Wb, Elisa용 Anti-Odc1 토끼 단일클론 항체 - P11926

품목 번호: CM0008415



소개

Western blotting(WB) 및 ELISA용으로 검증된 인간 ODC1(오르니틴 탈탄산효소)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 약 51 kDa에서 밴드를 검출합니다. 폴리아민 생합성 및 세포 증식 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ODC1 토끼 mAb
비고/별칭	ODC; BABS; NEDBA; NEDBIA; ODC1
종	인간
GeneID (인간)	4953
GeneID	4953
면역원	합성 펩타이드. 인간 ODC1(P11926)의 아미노산 1~100번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P11926
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스팩