

Wb, If/Icc, Elisa용 항Odc1 토끼 다클론 항체 - P11926

품목 번호: CM0019532



소개

인간 ODC1(오르니틴 탈탄산효소)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 폴리아민 생합성 및 세포 증식 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ODC1 토끼 pAb
비고/별칭	ODC; BABS; NEDBA; NEDBIA; ODC1
종	인간
유전자 ID (인간)	4953
유전자 ID	4953
면역원	인간 ODC1 (NP_002530.1)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P11926
단백질 분자량	51kDa
배송 방식	아이스 팩