

Wb 및 Elisa용 Anti-Odf1 폴리클로날 항체 - Q14990

품목 번호: CM0022713

소개

인간 ODF1에 대한 토끼 폴리클로날 항체로 WB 및 ELISA에 사용 가능하며, 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. 정자 꼬리 외부 조밀 섬유 및 정자 형성 연구에 적합하며, 단백질 분자량은 28kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ODF1 Rabbit pAb
비고/별칭	ODF; RT7; ODF2; ODFP; SODF; CT133; ODF27; ODFPG; HSPB10; ODFPGA; ODFPGB; ODF1
종	인간
GeneID (인간)	4956
GeneID	4956
면역원	인간 ODF1 (NP_077721.2)의 아미노산 80-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14990
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백