

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Odf2 폴리클로날 항체 - Q5Bjf6

품목 번호: CM0016524

소개

인간 ODF2에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 랫드 ODF2(~95 kDa) 검출. 중심체/센트리올 및 정자 꼬리 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ODF2 Rabbit pAb
비고/별칭	CT134; ODF84; ODF2/1; ODF2/2; ODF2
종	인간
GeneID (Human)	4957
면역원	인간 ODF2 (NP_702911.1)의 아미노산 630-829에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q5BJF6
단백질 분자량	95kDa
배송	아이스백