

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Ogdh 단클론 항체 - Q02218

품목 번호: CM0003151



소개

인간 OGDH에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 생쥐와 쥐와 교차 반응합니다. 크렙스 회로 및 대사 조절 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	OGDH 토끼 mAb
비고/별칭	Elk; Elo; KGD1; OGDH; AKGDH; OGDH2; OGDHD; OGDH-E1; OGDH
종	인간
유전자ID (인간)	4967
유전자ID	4967
면역원	인간 OGDH (NP_002532.2)의 아미노산 869-1023에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q02218
단백질 분자량	116 kDa
배송	아이스백