

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Ogdh 폴리클로날 항체 - Q02218

품목 번호: CM0030231



소개

OGDH Rabbit pAb은 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA를 통해 인간, 마우스, 쥐 샘플의 2-옥소글루타르산 탈수소효소 E1(OGDH)을 검출하는 폴리클로날 항체입니다. 크렙스 회로 및 미토콘드리아 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OGDH Rabbit pAb
비고/별칭	Elk; E1o; KGD1; OGDH; AKGDH; OGDH2; OGDHD; OGDH-E1; OGDH
종	Human
GeneID (Human)	4967
GeneID	4967
면역원	인간 OGDH (NP_001003941.1)의 아미노산 148-427에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q02218
단백질 분자량	116kDa
배송	아이스백