

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Ogdh 토끼 다클론 항체 - Q02218

품목 번호: CM0016329



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 Anti-OGDH 토끼 다클론 항체입니다. 구연산 회로의 핵심 미토콘드리아 효소인 인간, 마우스 및 랫드 OGDH를 검출합니다. 대사 및 미토콘드리아 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OGDH 토끼 pAb
비고/별칭	Elk; Elo; KGD1; OGDC; AKGDH; OGDH2; OGDHD; OGDH-E1; OGDH
종	인간
유전자 ID	4967
면역원	인간 OGDH(NP_001003941.1)의 아미노산 148-427에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
유래 동물	토끼
범주	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q02218
단백질 분자량	116kDa
배송	아이스팩