

Anti-Ogfr 폴리클론항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 용) - Q9Nzt2

품목 번호: CM0025478

소개

인간 OGFR(오피오이드 성장인자 수용체)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 성장 조절 및 오피오이드 신호전달 연구를 위해 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	OGFR Rabbit pAb
비고/별칭	OGFR
종	인간
GeneID (Human)	11054
GeneID	11054
면역원	인간 OGFR (NP_031372.2)의 아미노산 358-482에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NZT2
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스백