


Wb, Elisa, Chip용 Anti-Ogt 단일클론 항체 - O15294

품목 번호: CM0005656



소개

O-GlcNAc 전이효소(OGT)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯(Western Blot), ELISA, ChIP에 대해 검증되었으며 인간, 쥐, 랫트와 교차 반응성을 가집니다. O-GlcNAc화, 크로마틴 조절 및 인슐린 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OGT Rabbit mAb
비고/별칭	OGT1; HRNT1; MRX106; XLID106; HINCUT-1; O-GLCNAC; OGT
종(Species)	Human
GeneID (인간)	8473
GeneID	8473
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 OGT (O15294)의 아미노산 947-1046 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	WB, ELISA, ChIP
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	O15294
단백질 분자량	117kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)