


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Ola1 폴리클로날 항체 - Q9Ntk5

품목 번호: CM0016822



소개

사람 OLA1 (DOC45, GTPBP9)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 암 연구 및 세포 스트레스 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OLA1 Rabbit pAb
비고/별칭	DOC45, GBP45, GTBP9, GTPBP9, PTD004, OLA1
종	사람 (Human)
GeneID	29789
면역원	사람 OLA1 (NP_037473.3)의 아미노산 130-310에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	Q9NTK5
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백