

Wb 및 Elisa용 항-Olfm3 토끼 다클론 항체 - Olfm3 토끼 Pab

품목 번호: CM0019311

소개

마우스 OLFM3 유래 합성 펩티드를 이용해 토끼에서 생산된 다클론 항-OLFM3 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 시료에서 OLFM3를 웨스턴 블롯 및 ELISA로 검출하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	OLFM3 토끼 pAb
비고/별칭	B230206G02Rik; OLFM3
종	인간
유전자 ID (인간)	229759
유전자 ID	229759
면역원	합성 펩티드; 마우스 OLFM3 (NP_694797.1)의 아미노산 200-300 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
배송 방식	아이스 팩