

Wb 및 Elisa용 Anti-Olfm4 토끼 다클로널 항체 - Q6Ux06

품목 번호: CM0014623

소개

사람 OLFM4에 대한 토끼 다클로널 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스, 쥐 샘플의 OLFM4를 검출합니다. 암 연구 및 세포 부착 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	OLFM4 Rabbit pAb
비고/별칭	GCI; OLM4; Olfd; GW112; hGC-1; hOLfd; UNQ362; bA209J19.1; OLFM4
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	10562
GeneID	10562
면역원	사람 OLFM4 (NP_006409.3)의 아미노산 211-510에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로널 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q6UX06
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스팩