

Wb, Elisa용 Anti-Olig1 단클론 항체 - Q8Tak6

품목 번호: CM0002173

소개

인간 Olig1(Q8TAK6)을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 Olig1을 인식합니다. 신경교형성, 희소돌기아교세포 발달 및 신경교종 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Olig1 토끼 mAb
비고/별칭	BHLHB6; BHLHE21; Olig1
종	인간
유전자ID	116448
면역원	인간 Olig1(Q8TAK6)의 아미노산 172-271 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8TAK6
단백질 분자량	28kDa
배송 방법	아이스백