

Wb, If, Ihc, Elisa용 항-Olig2 단일클론 항체 - Q13516

품목 번호: CM0008064

소개

WB, IF-P, IHC-P, ELISA로 검증된 Olig2 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 마우스 및 랫드의 내인성 Olig2 수준을 검출합니다. 희소돌기아교세포, 운동 뉴런 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Olig2 토끼 mAb
비고/별칭	BHLHB1; OLIGO2; RACK17; PRKCBP2; bHLHe19
종	사람
GeneID (사람)	10215
GeneID	10215
면역원	사람 Olig2 합성 펩타이드
숙주	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q13516
단백질 분자량	32 kDa
배송	아이스팩