

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Olig2 모노클로날 항체 - Q13516

품목 번호: CM0010971

소개

사람 OLIG2에 대한 토끼 모노클로날 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광법, IHC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 희소돌기세포 및 운동 뉴런 분화, 신경교세포 생성 및 신경교종 발생 연구에 적합합니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Olig2 Rabbit mAb
비고/별칭	BHLHB1; OLIGO2; RACK17; PRKCBP2; bHLHe19
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	10215
GeneID	10215
면역원	사람 OLIG2 (NP_005797.1)의 아미노산 168-323에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	모노클로날 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫트
SWISS	Q13516
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백